

# **BECOS BEAUTIFUL BODY SYSTEM: TONIC**

**- BUONO STATO - FUNZIONANTE -**

## **BEAUTIFUL BODY SYSTEM TONIC**

**Codice: 1080106**

**Per TONIFICAZIONE**

**(Funzionamento a correnti alternate)**

### **Caratteristiche tecniche**

**220 V**

**50 Hz**

**CE**

### **Body System Tonic**

**Bioimpulsi calibrati per agire sulle fasce muscolari rilassate per mancanza di attività fisica o necessità di maggiore definizione della muscolatura, con un'azione mirata al recupero della tonicità.**

**La scelta dei parametri di lavoro dei bioimpulsi calibrati esclusivi è stata operata in modo tale da indurre i seguenti effetti fisiologici: Incremento dell'ossigenazione dei tessuti, Aumento della massa magra e della forza muscolare, evitando al contempo la formazione di acido lattico.**

### **COME FUNZIONA**

**Si avvale di una fase di preparazione con prodotti compresi nella metodica.**

**Nella fase successiva si avvolge il corpo a seconda della zona interessata come ad esempio le gambe, ma anche circoscritte come glutei e interno cosce con una fascia monouso imbevuta di prodotto specifico, e poi posizionando gli elettrodi sulla fascia muscolare interessata e collegati all'apparecchiatura che trasmette gli elettroimpulsi permettono un risultato veramente completo.**

**Ogni seduta richiede dai 30/40 minuti.**

**Una serie tipica di trattamenti comprende 8-10 sedute in relazione all'entità dell'inestetismo.**

**Per i clienti che perseguono risultati duraturi e intensi sono disponibili trattamenti di manutenzione uno ogni 1-2 settimane.**

**Risultati: Restituisce tono, compattezza e nuova elasticità ai tessuti migliorando la silhouette.**